

APÓSITOS ANTIMICROBIANOS EXCILON AMD



1. DESCRIPCIÓN

Apósito antimicrobiano no adherente precortado en T impregnado con antiséptico Polyhexametileno de Biguanida - PHMB 0,2% en ambas caras.

2. COMPOSICIÓN

- Capas no adherentes de film Mylar™
- Núcleo de algodón 100% para mayor poder de absorción
- Impregnado con PHMB al 0,2% en ambas caras

3. CARACTERÍSTICAS

- Impregnado con antiséptico Polyhexametileno de Biguanida - PHMB 0,2% en ambas caras
- Evita penetración de microorganismos a través del apósito por ambas caras
- Efectivo frente a un amplio espectro de microorganismos patógenos responsables de infecciones antibiótico-resistentes
- Eficacia in-vitro demostrada frente al MRSA y VRE, así como a una amplia gama de bacterias Gram-positivas, Gram-negativas y Hongos/levaduras
- Facilita proliferación de la flora normal de la epidermis
- Mantiene su efectividad incluso en ambiente húmedo (exudado) durante 72 horas
- No adherente y atóxico
- Puede emplearse como revestimiento primario en caso de heridas
- Envasado estéril

4. INDICACIONES

- **CIRUGÍA (línea de sutura)**
 - Prevención Infecciones postquirúrgicas
 - Lesiones dehiscentes

- **ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS**
 - Lesiones agudas y crónicas con sospecha de infección
 - Lesiones con alta carga bacteriana
 - Prevención de formación de biopelículas

- **PUNTOS DE ACCESO INTRACORPÓREO (puntos de punción)**
 - Traqueostomías y puntos de fijación externa
 - Catéteres venosos, arteriales, hemodiálisis
 - Catéteres de drenaje postquirúrgico, torácico
 - Orificios susceptibles de infección

5. PRESENTACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS/CAJA
7088	Apósito Excilon AMD 10 x 10 cms	600 (50x12)
7089	Apósito Excilon AMD 5 x 5 cms	1.400 (70x20)