


DYNABEST 5000

SISTEMA DINÁMICO DE PREVENCIÓN DE ESCARAS MEDIANTE COLCHÓN DE AIRE DE PRESIÓN ALTERNANTE

Características:

- Sistema regulador de presión de fácil manejo.
- Alarma visual y de audio con posibilidad de silenciador del audio de la alarma.
- Modo de transporte mediante la interconexión de tubos de aire.
- Fusibles externos para la fiabilidad y seguridad del producto.
- El gran filtro de aire externo ayuda a aumentar la esperanza de vida del equipo y facilita su mantenimiento.
- Colgadores ajustables en el compresor para un mejor flujo de aire.
- Función estática que sustituye la función alternante.
- Tubo con muelle interno incorporado que impide roturas y facilita el flujo de aire.
- Elegante cremallera de Cubierta que permite sencillo mantenimiento y limpieza.
- Celdas individuales que permiten un fácil mantenimiento y limpieza.
- Cojín de cabeza incorporado para incrementar la comodidad del paciente.
- Válvulas CPR diseñadas para desinflar el colchón de forma rápida, para posible atención por parada cardiorrespiratoria
- Sistema de ventilación con microporos, lo que permite reducir los niveles de calor y humedad.
- Cubierta permeable al aire e impermeable al agua, lo que permite un fácil mantenimiento, con material acolchado debajo.
- Alfombrillas antideslizantes y tiras de seguridad en la base del colchón que incrementa la seguridad.



Distribución de la presión

Especificaciones Código de Pedido: 0102006

COMPRESOR	Voltaje		AC 120/ 60 Hz AC 230V/ 50 Hz
	Flujo de aire		>8 lpm
	Rango de presión		30 - 60 mmHg
	Ciclo temporal		8 minutos @ 60 Hz, 9.6 min @ 50 Hz
	Dimensión (L x A x A)		30 x 10,5 x 22,5 cm
	Peso		3,4 Kg
COLCHÓN	Estructura		17 celdas de 12,70 cm de altura
	Material	Cubierta	Nylon/PU azul oscuro
		Celdas	Nylon/PU azul claro
		Base	Nylon/PU gris oscuro
	Dimensión (L x A x A)		200 x 90 x 12,7cm
Peso		5,2 k	

ISO 13485



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.



Apex Medical S.L.
Alameda de Recalde 50, Despacho 304
48008 Bilbao (VIZCAYA) España
TEL.: 94 470 64 08, FAX: 94 470 64 09
E-mail: info@apexmedical.es
http://www.apexmedical.com.tw

Distribuido por:



Print-2006/03